

Nettoyage et entretien de votre aérosol

• Le respect de quelques règles vous permettra une utilisation sans risque de votre nébuliseur.

Évitez tout risque de choc électrique. Pour cela ne démontez pas le capot du nébuliseur, évitez de renverser de l'eau sur votre appareil et débranchez le nébuliseur avant de le nettoyer.

Les précautions d'hygiène sont impératives et vous devez :

- Vous laver les mains avant toute manipulation du matériel ou des solutions médicamenteuses.
- Stocker le matériel dans un endroit propre et sec.
- Respecter l'entretien et le nettoyage de l'appareil.
- Ne pas prêter votre matériel à une autre personne.

Pour l'efficacité du traitement, ne modifiez pas la configuration d'utilisation de votre matériel sans accord de votre médecin ou d'Ax'Air Santé.

• Nettoyage et entretien

Le nébuliseur doit être nettoyé après chaque utilisation et désinfecté au moins une fois par jour. Le compresseur doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon humide.

• Procédure de nettoyage du nébuliseur

1. Déconnectez l'embase du nébuliseur et démontez-le entièrement.
2. Lavez toutes les pièces avec de l'eau chaude courante et égouttez.
3. Séchez les pièces du nébuliseur à l'extérieur et à l'intérieur avec un chiffon propre non pelucheux.
4. Après nettoyage et séchage, le nébuliseur doit être remonté et conservé dans un endroit propre et sec.

• Procédure de désinfection du nébuliseur

- À la fin de la dernière séance effectuez un nettoyage habituel. Puis après rinçage et égouttage, désinfectez le nébuliseur soit :
 - par trempage dans une solution désinfectante (Dakin, eau de Javel diluée) puis rinçage à l'eau courante.
 - par trempage dans une casserole d'eau bouillante pendant 10 minutes.
- Dans les deux cas assurez-vous que le matériel est immergé. Séchez correctement avant de remonter le nébuliseur.

Dans cette fiche

- Quelques règles d'utilisation
- Nettoyage et entretien
- Procédure de nettoyage
- Procédure de désinfection

